FlashGel DNA Starter Kit



1 Stück
Artikel-Nr.: 857026 | Lonza | Hersteller-Nr.: 57026

968,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Bandenanzahl: 8
Eigenschaften: Blaulichteinheit und Reagenzien
Kategorie: FlashGel System
Produkttyp: DNA Starter Kit
Trennbereich: 100 bp - 4 kb
Verpackung: 1 Stück

Das FlashGel System für DNA ist das ideale Probenscreening Tool. Bis zu 34 PCR oder Restriktionsfragmente können einfach und schnell überprüft werden.

Die Vorteile:

- **Auftrennung in 2-3 Minuten**
- **Realtime Auftrennung und Dokumentation** - Einfach die Wanderung der Banden im Blaulicht beobachten
- **Außerordentliche Sensitivität und Auflösung** - 5-20-mal sensitiver als EtBr; Detektionslimit für DNA < 0.1 ng und für Gesamt-RNA < 10 ng

Kurzanleitung:

1. Gelkassette in die FlashDoc einsetzen
2. Ein Pre-Load der Wells mit destilliertem oder deionisiertem Wasser durchführen
3. Je 4 µl Probe mit 1 µl FlashGel FLX DNA Prestain Loading Buffer (5X) mischen und die Wells mit den Proben beladen
4. Stecker einstecken, Licht einschalten und Spannung für die Elektrophorese einstellen
5. Beobachten bis die gewünschte Auftrennung erreicht ist

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

6. Dokumentieren

Systemkomponenten:

- FlashDoc
- FlashGel FLX Prestain Loading Buffer (5X), 1 ml
- FlashGel FLX Kassette 1.2%, 12+1 Well, einzeilig, Packung à 9 Gele
- FlashGel DNA Marker, 100 bp - 4 kb

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri