

Racksysteme

CryoStationRack – die optimale Arbeitsplattform



- Autoklavierbares Rack für 50 Biozym Cryovials®
- Arretierung der Vials auf dem Rackboden (Sturzsicherung)
- „easy open and close“
- Alphanumerische Codierung
- System stapelbar
- Kein Verrutschen der Racks (5 GummifüÙe)
- Nicht für Lagerung in N₂-Atmosphäre geeignet

CryoStationRack

Polypropylen, ohne Deckel, 50 Stellplätze, Abmessungen: 10 x 20 x 2,5 cm (H)

3 Racks, rot	Art. Nr. 733051
3 Racks, blau	Art. Nr. 733052
3 Racks, lila	Art. Nr. 733055
3 Racks, jeweils 1x rot, blau, lila	Art. Nr. 733059

Das Rack-Versteck für 81 Biozym Cryovials®

- Autoklavierbare Racks für 81 Biozym Cryovials®
- 3 verschiedene Größen erhältlich
- Transparenter Deckel mit nummerierter Gitternetzbeschriftung
- Seitliches Schriftfeld
- Lagerung von -196 °C bis +121 °C
- Packungen enthalten je 4 Racks
- Für das Innenteil stehen 4 Farben (auch farblich gemischt) zur Verfügung



Cryo Lager Boxen aus Polycarbonat

81 Stellplätze für 1,2 ml und 2,0 ml Cryovials®

Abmessungen: 13,3 x 13,3 x 5,2 cm (H)

4 Racks, rot	Art. Nr. 733061
4 Racks, blau	Art. Nr. 733062
4 Racks, grün	Art. Nr. 733063
4 Racks, gelb	Art. Nr. 733064
4 Racks, farblich gemischt	Art. Nr. 733069

Cryo Lager Boxen aus Polycarbonat

81 Stellplätze für 3,0 ml und 4,0 ml Cryovials®

Abmessungen: 13,3 x 13,3 x 7,6 cm (H)

4 Racks, rot	Art. Nr. 733071
4 Racks, blau	Art. Nr. 733072
4 Racks, grün	Art. Nr. 733073
4 Racks, gelb	Art. Nr. 733074
4 Racks, farblich gemischt	Art. Nr. 733079

Cryo Lager Boxen aus Polycarbonat

81 Stellplätze für 3,0 / 4,0 / 5,0 ml Cryovials®

Abmessungen: 13,3 x 13,3 x 9,5 cm (H)

4 Racks, rot	Art. Nr. 733081
4 Racks, blau	Art. Nr. 733082
4 Racks, grün	Art. Nr. 733083
4 Racks, gelb	Art. Nr. 733084
4 Racks, farblich gemischt	Art. Nr. 733089

Das Rack-Versteck für 100 Biozym Cryovials®



- Autoklavierbares Rack für 100 Biozym Cryovials®
- Transparenter Deckel mit nummerierter Gitternetzbeschriftung
- Seitliches Schriftfeld
- Lagerung von -196 °C bis +121 °C
- Packungen enthalten je 4 Racks
- 4 Farben (auch farblich gemischt) möglich

Nur passend für Vials

mit den Art. Nr. 710521, 710522, 710523 (1,2 ml und 2,0 ml)

Cryo Lager Boxen aus Polycarbonat

100 Stellplätze für 1,2 ml und 2,0 ml Cryovials®

der Art. Nr. 710521, 710522 und 710523.

Nicht geeignet für 1,2 ml und 2,0 ml Vials mit anderer Artikelnummer.

Abmessungen: 13,3 x 13,3 x 5,2 cm (H)


4 Racks, rot	Art. Nr. 733091
4 Racks, blau	Art. Nr. 733092
4 Racks, grün	Art. Nr. 733093
4 Racks, gelb	Art. Nr. 733094
4 Racks, farblich gemischt	Art. Nr. 733099

Racksysteme

CryoFreeze Racks – Store (your hot stuff) cool Lagerracks für Cryovials

Die Leistung:

- Geeignet für alle gängigen Cryovials bis 2 ml bzw. 5 ml (je nach Rack)
- Kältestabil auch in flüssigem Stickstoff
- CRT-Polymer aus der Polycarbonat-Klasse
- Numerische Codierung auf dem Rack
- Schnelle Be- und Entlüftung durch FastVent Design
- Erhältlich in 5 attraktiven Farben
- Transparenter Deckel
- Autoklavierbar nach Standard Labor-Protokollen



Beschreibung		25 Plätze	81 Plätze	81 Plätze	100 Plätze
Rot	Art.-Nr.:	733301	733311	733321	733331
Blau	Art.-Nr.:	733302	733312	733322	733332
Grün	Art.-Nr.:	733303	733313	733323	733333
Gelb	Art.-Nr.:	733304	733314	733324	733334
Orange	Art.-Nr.:	733305	733315	733325	733335
Farbl. gemischt	Art.-Nr.:	733309	733319	733329	733339
Reihen		5 x 5	9 x 9	9 x 9	10 x 10
Für Gefäße bis:		2,0 ml	2,0 ml	5,0 ml	2,0 ml
Rackgröße, H x B x T (mm)		75 x 75 x 52	132 x 132 x 53	132 x 132 x 95	132 x 132 x 53
Verpackung		jeweils 5 Racks und 5 Deckel			