

# Reaktionsgefäße

## Biozym Cryovials® Proben – eiskalt gelagert!



Für die optimale Lagerung einer Vielzahl biologischer Materialien wie Zellkulturen, Seren, Blutbestandteilen

### Alle Vorteile auf einen Blick:

- Alle Gefäße und Deckel aus Spezial-Polypropylen: gleichmäßige Materialausdehnung – keine Explosionsgefahr!
- Silikon-Dichtungsring für sicheren und dichten Verschluss (nicht bei allen Modellen)
- „1¼ Turn“ – besonders schneller Verschlussmechanismus
- Vertikale Deckel-Feinriffelung für festen Fingerhalt
- Farbcodierung durch Cap-Inserts (Zusatzartikel)
- Weißes, kratzunempfindliches Beschriftungsfeld
- Perfekte Probensichtbarkeit durch klare Gefäßwände
- Einrastgewinde bei allen freistehenden Röhrcchen
- Optimale Entleerung der Gefäße durch runde Innenböden
- Lagerung von -196 °C bis +121 °C
- Gammasterilisiert, DNA-, DNase-, RNase-, pyrogenfrei

### Cryovials® – Außengewinde und DeckelSeal

Art. Nr.	Volumen	Typ	Maße	Verpackung
710501	1,2 ml	frei stehend	12,5 x 43 mm	100 Stück
710502	2,0 ml	konisch	12,5 x 49 mm	100 Stück
710503	2,0 ml	frei stehend	12,5 x 48 mm	100 Stück
710504	3,0 ml	frei stehend	12,5 x 72 mm	100 Stück
710505	4,0 ml	frei stehend	12,5 x 72 mm	100 Stück
710506	5,0 ml	frei stehend	12,5 x 92 mm	100 Stück

### Cryovials® – Außengewinde und Silikon-Dichtungsring

Art. Nr.	Volumen	Typ	Maße	Verpackung
710511	1,2 ml	frei stehend	12,5 x 43 mm	100 Stück
710512	2,0 ml	konisch	12,5 x 48 mm	100 Stück
710513	2,0 ml	frei stehend	12,5 x 49 mm	100 Stück
710514	3,0 ml	frei stehend	12,5 x 72 mm	100 Stück
710515	4,0 ml	frei stehend	12,5 x 78 mm	100 Stück
710516	5,0 ml	frei stehend	12,5 x 92 mm	100 Stück
710518	10,0 ml	frei stehend	17,0 x 84 mm	50 Stück

### Cryovials® – Innengewinde und Silikon-Dichtungsring

Art. Nr.	Volumen	Typ	Maße	Verpackung
710521	1,2 ml	frei stehend	12,5 x 43 mm	100 Stück
710522	2,0 ml	frei stehend	12,5 x 49 mm	100 Stück
710523	2,0 ml	konisch	12,5 x 48 mm	100 Stück
710524	4,0 ml	konisch	12,5 x 72 mm	100 Stück
710525	4,0 ml	frei stehend	12,5 x 72 mm	100 Stück
710526	5,0 ml	konisch	12,5 x 92 mm	100 Stück

## Zubehör für Biozym Cryovials®



Cap-Inserts,  
die perfekte  
Farbcodierung

Die Cap Inserts passen genau in die Hohlräume der Deckeloberseiten. 5 verschiedene Farben ermöglichen eine einwandfreie Identifizierung einzelner Gefäßgrößen oder Proben.

### Cap-Inserts für Cryovials® aus Polypropylen

Art. Nr.	Farbe	Verpackung
710530	weiß	500 Stück
710531	rot	500 Stück
710532	blau	500 Stück
710533	grün	500 Stück
710534	gelb	500 Stück
710538	farblich gemischt	500 Stück



Aluminiumständer zur Aufbewahrung von bis zu 5 Röhrcchen der Größen 1,2 ml und / oder 2,0 ml in Dewar Gefäßen, N<sub>2</sub>-Kühlsystemen und Cryo-Truhen.

### Ständer für Cryovials® Platzsparende Lagerung bei Tiefsttemperaturen

Art. Nr.	Länge	Verpackung
710550	290 mm	12 Stück