

Welche Gefäße und Streifen passen in welche Realtime-Thermocycler:

Dieser kleine Leitfaden soll Ihnen helfen, das passende Gefäß zu finden. Gerne können Sie aber auch vom Vorteil einer Bemusterung Gebrauch machen.

| Realtime PCR Disposables Passtabelle | | Einzelgefäße | | | | | 8er Strips | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Art.-Nr. | | | 712000 | 712010 | 712028 | 712168 | 712030 | 712050 | 712070 | 712098 | 712128 | 712130 | 712138 | |
| Hersteller | Modell | Wells | | | | | | | | | | | | |
| ABI | GeneAmp PCR System 9600 | 96 | X | X | | X | X | 0 | | X | X | X | | |
| | GeneAmp PCR System 9700 | 60/96/384 | | | | X | X | 0 | | X | X | | | |
| | 9800 Fast Thermal Cycler | 96 fast | | | | | | X | | | | | | |
| | GeneAmp SDS 5700 | 96 | | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | |
| | Prism SDS 7000 | 96 | | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | |
| | Prism SDS 7300 | 96 | | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | |
| | Prism SDS 7500 | 96 | | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | |
| | Prism SDS 7500 | 96 fast | | | | | | X | | | | | | |
| | Prism SDS 7700 | 96 | | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X |
| | Prism SDS 7900 | 96 | | | X | | | X | 0 | | X | X | X | |
| | Prism SDS 7900 | 384 | | | | | | | | | | | | |
| Prism SDS 7900 | 96 fast | | | | | | X | | | | | | | |
| Bioer | Line-Gene | 33 | X | X | X | X | | | | | | | | |
| | Line-Gene II | 66 | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Biorad | iCycler iQ | 96 | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | |
| | IQ5 | 96 | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | |
| | MyiQ | 96 | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | |
| Corbett Research | Rotorgene | 36 / 72 | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Eppendorf | MasterCycler ep realplex | 96 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| MJ Research | Opticon | 96 | | | | | | X | | | | | | |
| | Opticon2 | 96 | | | | | | X | | | | | | |
| | MiniOpticon | 48 | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | |
| | Chromo4 | 96 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Roche | LightCycler 480 | 96 | | | X | X | | X | | | | | | |
| | LightCycler 480 | 384 | | | | | | | | | | | | |
| | LightTyper System | 96 | | | | | | | | | | | | |
| | LightTyper System | 384 | | | | | | | | | | | | |
| Stratagene | MX3000P | 96 | X | X | X | X | X | 0 | | X | | | | |
| | MX3005P | 96 | X | X | X | X | X | 0 | | X | | | | |
| | MX4000 | 96 | X | X | X | X | X | 0 | | X | | | | |
| Techne | Quantica | 96 | | | | | | X | | | | | | |

0 = Adapter notwendig