

Welche Mikrotiterplatten passen in welche Realtime-Thermocycler:

Dieser kleine Leitfaden soll Ihnen helfen die passende Platte zu finden. Gerne können Sie aber auch vom Vorteil einer Bemusterung Gebrauch machen.

Realtime PCR Disposables Passtabelle			MT-Platten				
Art.-Nr.			712200	712220	712240	712260	712400
Hersteller	Modell	Wells					
ABI	GeneAmp PCR System 9600	96	X	X	X	0	X
	GeneAmp PCR System 9700	96	X	X	0	0	X
	9800 Fast Thermal Cycler	96			X	X	
	GeneAmp SDS 5700	96	X	X	0	0	X
	Prism SDS 7000	96	X	X	0	0	X
	Prism SDS 7300	96		X		0	X
	Prism SDS 7500	96		X		0	X
	Prism SDS 7500	96 fast				X	
	Prism SDS 7700	96	X	X	0	0	X
	Prism SDS 7900	96		X			
	Prism SDS 7900	384					
Bioer	Line-Gene	33					
	Line-Gene II	66					
Biorad	iCycler iQ	96	X	0	0	0	X
	IQ5	96	X	0	0	0	X
	MyiQ	96	X	0	0	0	X
Corbett Research	Rotorgene	36 / 72					
Eppendorf	MasterCycler ep realplex	96	X	0	X	0	X
MJ Research/Bio-Rad	Opticon	96			X	0	
	Opticon2	96			X	0	
	MiniOpticon	48					
	Chromo4	96	X	0	X	0	X
Roche	LightCycler 480	96			X		
	LightCycler 480	384					
	LighTyper System	96			X		
	LighTyper System	384					
Stratagene	MX3000P	96	X		0	0	X
	MX3005P	96	X		0	0	X
	MX4000	96	X		0	0	X
Techne	Quantica	96			X	0	

0 = Adapter notwendig