



Probenröhrchen für Schraubverschlüsse 0,5 ml / 1,5 ml / 2,0 ml

Das System beinhaltet drei konische und drei freistehende Größen, die mit den jeweils gewünschten Schraubverschlüssen komplettiert werden können. Passende Schraubverschlüsse sind wahlweise mit oder ohne Befestigungsschlaufe in sechs verschiedenen Farben und auch farblich gemischt lieferbar. Für lichtempfindliche Proben sind Röhrchen und Verschlüsse in amber erhältlich. Die Probenröhrchen bestehen aus klarem Polypropylen und zeichnen sich durch eine glatte, homogene Innenoberfläche aus. Sie sind autoklavierbar, für Gefrierlagerung auch in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff und Zentrifugation bis 20.000 x g geeignet. Ein seitliches Beschriftungsfeld (nicht bei 0,5 ml) erleichtert die Identifizierung Ihrer Proben.

Nr. 1: Konisch, Volumen 0,5 ml

Packung à 500 Stück ohne Schraubverschluss

farblos Art. Nr. 710001
amber Art. Nr. 710002

Nr. 2: Konisch, Volumen 1,5 ml

Packung à 500 Stück ohne Schraubverschluss

farblos Art. Nr. 710005
amber Art. Nr. 710006

Nr. 3: Konisch, Volumen 2,0 ml

Packung à 500 Stück ohne Schraubverschluss

farblos Art. Nr. 710011
amber Art. Nr. 710012

Nr. 4: Freistehend, Volumen 0,5 ml

Packung à 500 Stück ohne Schraubverschluss

farblos Art. Nr. 710015
amber Art. Nr. 710016

Nr. 5: Freistehend, Volumen 1,5 ml

Packung à 500 Stück ohne Schraubverschluss

farblos Art. Nr. 710020
amber Art. Nr. 710021

Nr. 6: Freistehend, Volumen 2,0 ml

Packung à 500 Stück ohne Schraubverschluss
graduirt in 0,25 ml Schritten

farblos Art. Nr. 710025
amber Art. Nr. 710026

Schraubverschlüsse

Durch passende Schraubverschlüsse mit einem eingesetzten Dichtring aus EPR (Ethylen-Propylen-Rubber) wird ein absolut dichter Verschluss gewährleistet. Die Schraubverschlüsse sind wahlweise mit oder ohne Befestigungsschlaufe erhältlich. Durch die Befestigungsschlaufe bleiben Schraubverschluss und Röhrchen auch im geöffneten Zustand verbunden; die Verschlüsse können nicht irrtümlich vertauscht werden oder verloren gehen.

Schraubverschlüsse ohne Befestigungsschlaufe
für Probenröhrchen 0,5 ml / 1,5 ml / 2,0 ml
Beutel à 500 Stück

farblos	Art. Nr. 710030
rot	Art. Nr. 710031
blau	Art. Nr. 710032
grün	Art. Nr. 710033
gelb	Art. Nr. 710034
orange	Art. Nr. 710035
violett	Art. Nr. 710036
farblich gemischt	Art. Nr. 710038
amber	Art. Nr. 710039

Schraubverschlüsse mit Befestigungsschlaufe
für Probenröhrchen 0,5 ml / 1,5 ml / 2,0 ml
Beutel à 500 Stück

farblos	Art. Nr. 710040
rot	Art. Nr. 710041
blau	Art. Nr. 710042
grün	Art. Nr. 710043
gelb	Art. Nr. 710044
orange	Art. Nr. 710045
violett	Art. Nr. 710046
farblich gemischt	Art. Nr. 710048
amber	Art. Nr. 710049

Sterile Probenröhrchen mit Schraubverschluss 0,5 ml / 1,5 ml / 2,0 ml

Gammasterilisierte Probenröhrchen aus klarem Polypropylen werden nur mit bereits aufgesetzten, farblosen Schraubverschlüssen geliefert. Die Schraubverschlüsse sind wahlweise mit und ohne Befestigungsschlaufe lieferbar. Alle Verschlüsse verfügen über einen Dichtring aus EPR (Ethylen-Propylen-Rubber), durch den ein absolut dichter Verschluss gewährleistet ist.

Die Verpackungseinheit beträgt 500 Stück, praktisch verpackt in 10 Beuteln à 50 Röhrchen.

konisch, steril, ohne Befestigungsschlaufe

Nr. 1: Volumen 0,5 ml (farblos)	Art. Nr. 710051
Nr. 2: Volumen 1,5 ml (farblos)	Art. Nr. 710052
Nr. 3: Volumen 2,0 ml (farblos)	Art. Nr. 710053

freistehend, steril, ohne Befestigungsschlaufe

Nr. 4: Volumen 0,5 ml (farblos)	Art. Nr. 710055
Nr. 5: Volumen 1,5 ml (farblos)	Art. Nr. 710056
Nr. 6: Volumen 2,0 ml (farblos)	Art. Nr. 710057

konisch, steril, mit Befestigungsschlaufe

Nr. 1: Volumen 0,5 ml (farblos)	Art. Nr. 710061
Nr. 2: Volumen 1,5 ml (farblos)	Art. Nr. 710062
Nr. 3: Volumen 2,0 ml (farblos)	Art. Nr. 710063

freistehend, steril, mit Befestigungsschlaufe

Nr. 4: Volumen 0,5 ml (farblos)	Art. Nr. 710065
Nr. 5: Volumen 1,5 ml (farblos)	Art. Nr. 710066
Nr. 6: Volumen 2,0 ml (farblos)	Art. Nr. 710067

