


BIOHIT Proline® Pipetten – der manuelle Standard in Leichtbauweise

Diese Biohit Pipetten-Linie mit variablem Volumen bietet bei hoher Qualität ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis. Die leichten Proline Pipetten mit geringem Kolbenhubwiderstand belasten die Pipettierhand so wenig wie möglich.

Die Vorteile auf einen Blick



Die Daten – Proline 1-Kanal Pipetten

Lieferumfang:
 Pipette (Bauart nach DIN 12650,
 konformitätsbescheinigt nach DIN 12650),
 Kalibrierungs-/Servicewerkzeug, Silikon-Fett,
 Pipettenhalter, 5 farbige Knöpfe, Qualitätszertifikat,
 5-sprachige Bedienungsanleitung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Volumenbereich (µl)	Einstellschritte (µl)	Testvolumen (µl)	Unrichtigkeit (%)	Unpräzision (%)
650005	1-Kanal Pipette Proline	0.1-2.5 µl	0.05	2.5	2.50 %	2.00 %
				1.25	3.00 %	3.00 %
				0.25	12.00 %	6.00 %
650000	1-Kanal Pipette Proline	0.5-10 µl	0.1	10	1.00 %	0.80 %
				5	1.50 %	1.50 %
				1	2.50 %	1.50 %
650015	1-Kanal Pipette Proline	2-20 µl	0.5	20	0.90 %	0.40 %
				10	1.20 %	1.00 %
				2	3.00 %	2.00 %
650020	1-Kanal Pipette Proline	5-50 µl	0.5	50	0.60 %	0.30 %
				25	0.90 %	0.60 %
				5	2.00 %	2.00 %
650025	1-Kanal Pipette Proline	10-100 µl	1	100	0.80 %	0.15 %
				50	1.00 %	0.40 %
				10	3.00 %	1.50 %
650035	1-Kanal Pipette Proline	20-200 µl	1	200	0.60 %	0.15 %
				100	0.80 %	0.30 %
				20	3.00 %	1.00 %
650030	1-Kanal Pipette Proline	50-200 µl	1	200	0.60 %	0.15 %
				100	0.80 %	0.30 %
				50	1.00 %	0.40 %
650045	1-Kanal Pipette Proline	100-1000 µl	5	1000	0.60 %	0.20 %
				500	0.70 %	0.25 %
				100	2.00 %	0.70 %
650110	1-Kanal Pipette Proline	1000-5000 µl	50	5000	0.50 %	0.15 %
				2500	0.60 %	0.30 %
				1000	0.70 %	0.30 %

Pipetten von BIOHIT

Die Daten – Proline Mehrkanal Pipetten

Lieferumfang:

Pipette (Bauart nach DIN 12650,
konformitätsbescheinigt nach DIN 12650),
Kalibrierungs-/Servicewerkzeug, Silikon-Fett,
Pipettenhalter, 5 farbige Knöpfe, Qualitätszertifikat,
5-sprachige Bedienungsanleitung



Zubehör für Proline Ein- und Mehrkanal Pipetten

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
671000	5er Karussell, 360° drehbar
670999	4-fach Pipettenständer, Acryl

Außerdem im Programm der Biozym:

Proline Fixvolumen Pipetten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Volumenbereich (µl)	Einstellschritte (µl)	Testvolumen (µl)	Unrichtigkeit (%)	Unpräzision (%)
650210	8-Kanal Pipette Proline	0.5-10 µl	0.1	10	1.50 %	1.50 %
				5	2.50 %	2.50 %
				1	4.00 %	4.00 %
650220	8-Kanal Pipette Proline	5-50 µl	0.5	50	1.00 %	0.50 %
				25	1.50 %	1.00 %
				5	3.00 %	2.00 %
650230	8-Kanal Pipette Proline	50-300 µl	5	300	0.70 %	0.25 %
				150	1.00 %	0.50 %
				50	1.50 %	0.80 %
650300	12-Kanal Pipette Proline	0.5-10 µl	0.1	10	1.50 %	1.50 %
				5	2.50 %	2.50 %
				1	4.00 %	4.00 %
650320	12-Kanal Pipette Proline	5-50 µl	0.5	50	1.00 %	0.50 %
				25	1.50 %	1.00 %
				5	3.00 %	2.00 %
650330	12-Kanal Pipette Proline	50-300 µl	5	300	0.70 %	0.25 %
				150	1.00 %	0.50 %
				50	1.50 %	0.80 %

Zubehör für alle Biohit Pipetten im Überblick:

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Verpackung
670981	Ladeständer Biohit „eLine“, 220-240 Volt, für elektronische eLine Pipetten	1 Stück
670991	4er Karussell „eLine“, 220-240 Volt, für elektronische eLine Pipetten	1 Stück
670999	4-fach Pipettenständer, Acryl, für Proline Pipetten	1 Stück
670001	Ladeständer für elektronische Proline Pipetten, 220-240 Volt	1 Stück
671601	4-er Ladekarussell für elektr. Proline Pipetten, 220-240 Volt	1 Stück
670002	Ständer für elektronische ePet Pipette	1 Stück
671000	5-er Karussell, 360°drehbar, für manuelle Proline Pipetten	1 Stück
675600	6-er Karussell, 360°drehbar, für 6 mLine Pipetten	1 Stück
671002	NiMH Batterie für alle BPE-Pipetten	1 Stück
671005	Filter „Standard“ bis 5000 µl	Packung à 50 Stück
671006	Filter „Standard“ bis 1200 µl	Packung à 50 Stück
671007	Filter „Standard“ bis 200 µl	Packung à 50 Stück
671008	Filter „Standard“ bis 50 µl	Packung à 50 Stück
671014	Filter „Standard“ bis 300 µl	Packung à 50 Stück
671015	Filter „Plus“ bis 5000 µl	Packung à 50 Stück
671016	Filter „Plus“ bis 1200 µl	Packung à 50 Stück
671017	Filter „Plus“ bis 200 µl	Packung à 50 Stück
671018	Filter „Plus“ bis 50 µl	Packung à 50 Stück
671671	Silikonfett für Pipetten, außer BPESC 5 ml	Packung à 1.5 ml
671672	Silikonfett für BPESC 5ml	Packung à 15 ml
674001	Spitzen, Biohit, 10 µl, Länge = 31,5 mm	Beutel à 1.000 Stück
674005	Spitzen, Biohit, 10 µl, Länge = 31,5 mm	10 Racks à 96 Stück
674006	Spitzen, Biohit, 10 µl, Länge = 31,5 mm	1 Nachfüllturm à 10 x 96 Stück
674008	Spitzen, Biohit, 10 µl, steril, Länge = 31,5 mm	10 Racks à 96 Stück
674031	Spitzen, Biohit, 350 µl, Länge = 51 mm	Beutel à 1.000 Stück
674035	Spitzen, Biohit, 350 µl, Länge = 51 mm	10 Racks à 96 Stück
674036	Spitzen, Biohit, 350 µl, Länge = 51 mm	1 Nachfüllturm à 10 x 96 Stück
674038	Spitzen, Biohit, 350 µl, steril, Länge = 51 mm	10 Racks à 96 Stück
674051	Spitzen, Biohit, 1.000 µl, Länge = 71.5 mm	Beutel à 1.000 Stück
674055	Spitzen, Biohit, 1.000 µl, Länge = 71.5 mm	10 Racks à 96 Stück
674056	Spitzen, Biohit, 1.000 µl, Länge = 71.5 mm	1 Nachfüllturm à 10 x 96 Stück
674058	Spitzen, Biohit, 1.000 µl, steril, Länge = 71.5 mm	10 Racks à 96 Stück
674071	Spitzen, Biohit, 1.200 µl, Länge = 71.5 mm	Beutel à 1.000 Stück
674075	Spitzen, Biohit, 1.200 µl, Länge = 71.5 mm	10 Racks à 96 Stück
674076	Spitzen, Biohit, 1.200 µl, Länge = 71.5 mm	1 Nachfüllturm à 10 x 96 Stück
674078	Spitzen, Biohit, 1.200 µl, steril, Länge = 71.5 mm	10 Racks à 96 Stück
674085	Spitzen, Biohit, 1.200 µl, Länge = 90 mm	10 Racks à 96 Stück
674088	Spitzen, Biohit, 1.200 µl, steril, Länge = 90 mm	10 Racks à 96 Stück
674091	Spitzen, Biohit, 5 ml, Länge = 150 mm	Beutel à 100 Stück
674092	Spitzen, Biohit, 5 ml, Länge = 150 mm	Beutel à 1.000 Stück
674095	Spitzen, Biohit, 5 ml, Länge = 150 mm	1 Rack à 50 Stück
674098	Spitzen, Biohit, 5 ml, steril, Länge = 150 mm	1 Rack à 50 Stück
674178	Filter-Tips, Biohit, 1.200 µl, steril	10 Racks à 96 Stück
675000	Pipettier-Reservoir, PVC, klar	Packung à 100 Stück
675001	Pipettier-Reservoir, PS, weiß	Packung à 100 Stück
675002	Pipettier-Reservoir, PS, weiß, einzeln verpackt	Packung à 50 Stück