



Racksysteme

QuattroRack®-Systeme

Alle Racks dieser Sammelsysteme verfügen über vier unterschiedlich nutzbare Seiten. Je nach gewählter Fläche des entsprechenden QuattroRacks können bestimmte, gängige Gefäßgrößen aufgenommen werden. Durch seine flexiblen Handhabungsmöglichkeiten zeichnet sich jedes QuattroRack-System als platzsparend aus (vier Racks in einem).

Alle QuattroRacks bestehen aus stabilem Polypropylen, sind autoklavierbar und für den Gebrauch im Wasserbad als auch für die Tiefgefrierlagerung bis -80°C geeignet.

Die Flächenvielfalt der Systeme ermöglicht ein einfaches Arbeiten unter Abzügen und auf Sicherheitswerkbänken. Die Racks sind in verschiedenen, je nach System auch fluoreszierenden Farben erhältlich.



Mini-QuattroRack®

Die Mini-QuattroRacks werden in Packungen à 4 Racks farblich gemischt (4 unterschiedliche, fluoreszierende Farben) geliefert. Zum Lieferumfang gehört zudem ein farbloser Container (Polypropylen), in dem alle 4 Mini-QuattroRacks gleichzeitig transportiert werden können.

Die Bohrungen erlauben folgende Maximalbestückung:

- 12 Gefäße der Größe 1,5 ml oder 2,0 ml (numerisch codiert)
- 9 Gefäße der Größe 1,5 oder 2,0 ml bzw. Gefäße mit einer Größe von 13 x 100 mm und 12 x 75 mm (numerisch codiert)
- 6 Gefäße der Größe 15 ml bzw. Gefäße mit einer Größe von 17 x 100 mm und 16 x 125 mm (numerisch codiert)
- 2 Gefäße der Größe 50 ml (numerisch codiert)

Abmessungen des einzelnen Racks: L x B x H = 9,2 x 24,4 x 4,1 cm
 Abmessungen des Containers (für 4 Racks): L x B x H = 10,2 x 24,4 x 4,1 cm

4 Mini-QuattroRacks mit Container

in 4 fluoreszierenden Farben Art. Nr. 730189

QuattroRack®

Die Bohrungen erlauben folgende Maximalbestückung:

- 32 Gefäße der Größe 0,5 ml (alphanumerisch codiert)
- 32 Gefäße der Größe 1,5 oder 2,0 ml (alphanumerisch codiert)
- 12 Gefäße der Größe 15 ml (numerisch codiert)
- 4 Gefäße der Größe 50 ml (numerisch codiert)

Abmessungen des einzelnen Racks: L x B x H = 17,3 x 9,1 x 5,0 cm

QuattroRack

Das Rack ist zu Packungen à 5 Stück in farblos, schwarz und in verschiedenen fluoreszierenden Farben, auch farblich gemischt lieferbar.

farblos	Art. Nr. 730170
pink	Art. Nr. 730171
blau	Art. Nr. 730172
grün	Art. Nr. 730173
gelb	Art. Nr. 730174
orange	Art. Nr. 730175
schwarz	Art. Nr. 730176
farblich gemischt (ohne farblos und schwarz)	Art. Nr. 730179

Maxi-QuattroRack®

Das Maxi-QuattroRack wird in zwei Versionen angeboten. Beide Versionen bieten Platz für eine Reihe von Gefäßgrößen, die routinemäßig im medizinischen und klinischen Bereich verwendet werden.

Zur Unterscheidung beider Rackversionen ist die Version A nur in 5 verschiedenen Standardfarben lieferbar, während die Version B ausschließlich in 5 verschiedenen fluoreszierenden Farben erhältlich ist.

Maxi-QuattroRack® Version A (Standardfarben)

Die Bohrungen erlauben folgende Maximalbestückung:

- 12 Bohrungen für Gefäße mit einem Ø von 25 mm
- 20 Bohrungen für Gefäße mit einem Ø von 20 mm
- 24 Bohrungen für Gefäße mit einem Ø von 16 bzw. 17 mm (z. B. 15 ml Gefäße)
- 40 Bohrungen für Gefäße mit einem Durchmesser von 12 bzw. 13 mm

Abmessungen des einzelnen Racks: L x B x H = 20,0 x 11,7 x 9,6 cm

1 Maxi-QuattroRack Version A (in 5 Standardfarben)

pink	Art. Nr. 730181
blau	Art. Nr. 730182
grün	Art. Nr. 730183
orange	Art. Nr. 730185
violett	Art. Nr. 730186

Maxi-QuattroRack® Version B (fluoreszierende Farben)

Die Bohrungen erlauben folgende Maximalbestückung:

- 8 Bohrungen für Gefäße mit einem Ø von 30 mm (z. B. 50 ml Gefäße)
- 20 Bohrungen für Gefäße mit einem Ø von 20 mm
- 24 Bohrungen für Gefäße mit einem Ø von 16 bzw. 17 mm (z. B. 15 ml Gefäße)
- 40 Bohrungen für Gefäße mit einem Ø von 12 bzw. 13 mm

Abmessungen des einzelnen Racks: L x B x H = 20,0 x 11,7 x 9,6 cm

1 Maxi-QuattroRack Version B (in 5 fluoreszierenden Farben)

pink	Art. Nr. 730191
blau	Art. Nr. 730192
grün	Art. Nr. 730193
gelb	Art. Nr. 730194
orange	Art. Nr. 730195

Racksysteme

QuattRotary – Das viel(r)-seitige Rack mit 4 separat drehbaren Modulen.



QuattRotary L für größere Gefäße, 1 Rack

Art. Nr. 733030

QuattRotary S für kleinere Gefäße, 1 Rack

Art. Nr. 733035

Aufgrund der unterschiedlichen Bohrungen können verschiedene Gefäßgrößen nebeneinander platziert werden – z. B. Zell-Kultur Röhren und Mikrozentrifugenröhren.

Das QuattRotary ist in 2 Versionen erhältlich:

QuattRotary L für größere Gefäße

- Bohrungen pro drehbarem Modul:
 - 2 x für 50 ml Gefäße (= 8 Stellplätze)
 - 6 x für 16-20 mm Gefäße (= 24 Stellplätze)
 - 8 x für 15 ml Gefäße (= 32 Stellplätze)
 - 10 x für 10-13 mm Gefäße (= 40 Stellplätze)
- Jede Fläche numerisch codiert
- Maße: 224 x 112 x 112 mm

QuattRotary S für kleinere Gefäße

- Bohrungen pro drehbarem Modul:
 - 6 x für 15 ml Gefäße (= 24 Stellplätze)
 - 9 x für 1,5/2,0 ml Gefäße (= 36 Stellplätze)
 - 12 x für 0,5/0,6 ml Gefäße (= 48 Stellplätze)
 - 32 x für 0,2 ml Gefäße bzw. 4 x 0,2 ml 8er Strips (= 128 Stellplätze)
- Jede Fläche numerisch codiert
- Jedes Modul farbig
- Maße: 208 x 100 x 100 mm