


SafeSeal-Tips® PreCision Line

SafeSeal-Tips® PreCision Line


- chemisch unbehandelter Sealing Filter aus gesintertem Polyethylen
- definierte Porengröße 20 Mikron
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt
- vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- Gammasterilisiert, DNase-, RNase- und pyrogenfrei
- Einsatz von Präzisionspipettenspitzen
- lieferbar in Klappdeckel-Racks



SafeSeal Tips PreCision 10 µl, steril

Passend für: Biozym PreCision 10 µl, Brand Transferpette 10 µl, Capp 10 µl, Eppendorf 10 µl, Socorex 10 µl, Nichiryo 10 µl

Artikel Nr.	Verpackung
701011	10 Racks à 96 Stück (= 960 Tips)
701015	5 x 10 Racks à 96 Stück (= 4.800 Tips)



SafeSeal Tips PreCision 10 µl, steril

Passend für: Biozym PreCision 10 µl, Brand Transferpette 10 µl, Eppendorf 10 µl, Gilson P-2 und P-10, Rainin Standard 10 µl, Finn Digital 10 µl, Finn Focus 3/5/10 µl, Nichiryo 10 µl


Artikel Nr.	Verpackung
701021	10 Racks à 96 Stück (= 960 Tips)
701025	5 x 10 Racks à 96 Stück (= 4.800 Tips)



SafeSeal Tips PreCision 40 µl, steril

Passend für: Biozym PreCision 20 µl, Biohit Proline und mLine 20 µl, Brand 20 µl, Eppendorf 20 µl, Gilson P-20, Rainin Standard 20 µl, Finn 20 µl, Finn Focus 30 µl, Nichiryo 20 µl, Socorex 20 µl

Artikel Nr.	Verpackung
701041	10 Racks à 96 Stück (= 960 Tips)
701045	5 x 10 Racks à 96 Stück (= 4.800 Tips)



SafeSeal Tips PreCision 100 µl, steril

Passend für: Biozym PreCision 50/100 µl, Biohit Proline 50/100 µl, Biohit mLine 100 µl, Brand 100 µl, Gilson P-100, Eppendorf 100 µl, Rainin Standard 100 µl, Finn 200 µl, Socorex 100 µl, Nichiryo 100 µl

Artikel Nr.	Verpackung
701061	10 Racks à 96 Stück (= 960 Tips)
701065	5 x 10 Racks à 96 Stück (= 4.800 Tips)



SafeSeal Tips PreCision 200 µl, steril

Passend für: Biozym PreCision 200 µl, Biohit Proline/mLine 200 µl, Brand 200 µl, Eppendorf 200 µl, Gilson P-200, Rainin Standard 200 µl, Finn 200 µl, Capp 200 µl, Socorex 200 µl, Nichiryo 200 µl


Artikel Nr.	Verpackung
701071	10 Racks à 96 Stück (= 960 Tips)
701075	5 x 10 Racks à 96 Stück (= 4.800 Tips)



SafeSeal Tips PreCision 1000 µl, steril

Passend für: Biozym PreCision 1000 µl, Biohit Proline/mLine 1000 µl, Brand 1000 µl, Eppendorf 1000 µl, Gilson P-1000, Rainin Standard 1000 µl, Finn 1000 µl, Capp 1000µl, Socorex 1000 µl, Nichiryo 1000 µl

Artikel Nr.	Verpackung
701081	8 Racks à 96 Stück (= 768 Tips)
701085	5 x 8 Racks à 96 Stück (= 3.840 Tips)



SafeSeal Tips PreCision 20 µl, steril

Passend für: Rainin LTS 2/10/20 µl


Artikel Nr.	Verpackung
701221	10 Racks à 96 Stück (= 960 Tips)



SafeSeal Tips PreCision 200 µl, steril

Passend für: Rainin LTS 100/200 µl

Artikel Nr.	Verpackung
701261	10 Racks à 96 Stück (= 960 Tips)



SafeSeal Tips PreCision 1000 µl, steril

Passend für: Rainin LTS 1000 µl

Artikel Nr.	Verpackung
701281	8 Racks à 96 Stück (= 768 Tips)

Welche Spitze passt auf welche Pipette?

Da es denkbar ist, dass Pipettenhersteller die Arbeitskonfi Ihrer Produkte überarbeiten und/oder modifizieren, können unsere Empfehlungen für verwendbare Pipetten nur ein Leitfaden sein. Gerne stellen wir Ihnen daher, selbstverständlich kostenfrei, im Zweifelsfall Muster zur Verfügung, mit denen Sie Pass- und Abwurfverhalten prüfen können.