




SafeSeal-Tips® Premium

Sterile Filter-Tips mit „Sealing-Filter“

Normalgrößen ab 200 µl

Diese Abbildungen sind in der Originalgröße dargestellt.



Pipettenmodell	Kapazität in µl								
	200	200	300	1000	1000	1000	1200	1200	5000
Biozym PreCision 200 µl	X	X	X						
Biozym PreCision 1000 µl				X		X			
Biozym PreCision Dispenser 1200 µl							X		
Biohit Proline und M-Line 200 µl	X	X	X						
Biohit Proline und M-Line 1000 µl				X		X			
Biohit Proline Dispenser 1200 µl							X		
Rainin Pipet-Plus R200, Pipet-Lite SL-200	X	X							
Biohit eLine Dispenser 1200 µl								X	
Eppendorf 200 µl	X								
Eppendorf 1000 µl				X		X			
Gilson Pipetman P-200	X								
Gilson Pipetman P-1000				X		X			
Gilson Pipetman P-5000									X
Finn Digital 200 µl	X	X				X			
Finn Digital 1000 µl				X		X			
Brand Transferpette 200 µl	X		X						
Brand Transferpette 1000 µl				X		X			
Socorex 200 µl	X	X							
Socorex 1000 µl				X		X			
Titertek 200 µl	X								
Titertek Multi Stepper					X				
Matrix 1000 µl (*Rack ist nicht kompatibel bei Matrix 12-Kanal-Pipette)						X*			
SafeSeal-Tips® „Premium“									
... im Rack (10 Racks à 96 Stück)	Art. Nr.:	692069	692200	692300		692089		691200	691210
... im Rack (10 Racks à 100 Stück)	Art. Nr.:				692079		691000		
... im Beutel (Beutel à 100 Stück)	Art. Nr.:								785002
... im Beutel (Beutel à 1000 Stück)	Art. Nr.:	780202	780207	780302	781002				
... einzeln verpackt (100 Stück)	Art. Nr.:				691001				