




SafeSeal-Tips® Premium

Sterile Filter-Tips mit „Sealing-Filter“

Normalgrößen bis 100 µl

Diese Abbildungen sind in der Originalgröße dargestellt.



Pipettenmodell	Kapazität in µl												
	2,5	10	10	10	10	20	20	50	100	100	100	100	
Biozym PreCision 2,5 µl	X												
Biozym PreCision 10 µl (*mit kurzer Abwurfhülse)		X	X	X	X*								
Biozym PreCision 20 µl							X						
Biozym PreCision 50 µl								X	X			X	
Biozym PreCision 100 µl									X	X		X	
Biohit Proline 2,5 µl	X		X										
Biohit Proline und M-Line 10 µl (*mit kurzer Abwurfhülse)		X	X	X	X*								
Biohit Proline 20 µl							X						
Biohit Proline 50 µl								X	X			X	
Biohit Proline und M-Line 100 µl									X	X		X	
Rainin Pipet-Plus R2, Pipet-Lite SL-2			X	X									
Rainin Pipet-Plus R10, Pipet-Lite SL-10			X	X									
Rainin Pipet-Plus R20, Pipet-Lite SL-20							X						
Rainin Pipet-Plus R100, Pipet-Lite SL-100									X				X
Eppendorf 2,5 µl	X												
Eppendorf 10 µl, grau		X		X									
Eppendorf 20 µl, gelb (*grau)						X*	X						
Eppendorf 100 µl									X				X
Gilson Pipetman P-2	X		X										
Gilson Pipetman P-10			X	X									
Gilson Pipetman P-20 (*mit beigelegtem Adapter)						X*	X						
Gilson Pipetman P-100									X				X
Finn Digital 2,0 µl	X												
Finn Digital 10 µl (*Schaft für 250 µl Spitzen)		X	X	X	X*								
Finn Digital 20 µl							X						
Finn Digital 40 µl								X	X	X	X		
Finn Digital 100 µl									X	X	X		
Brand Transferpette 1 µl	X												
Brand Transferpette 10 µl		X		X		X							
Brand Transferpette 20 µl, grau (*gelb)						X	X*						
Brand Transferpette 50 µl								X					
Brand Transferpette 100 µl									X				X
Socorex 2 µl		X											
Socorex 10 µl, grün (*gelb)		X			X*								
Socorex 20 µl							X						
Socorex 100 µl													X
Titertek 10 µl					X								
Titertek 40 µl								X					
Titertek 50 µl								X					

SafeSeal-Tips® „Premium“

... im Rack (10 Racks à 96 Stück)	Art. Nr.:	690005		692139	693010	692140		692151	692050	692066	692086	692096	692220
... im Rack (10 Racks à 100 Stück)	Art. Nr.:		692150				692120						
... im Beutel (Beutel à 1000 Stück)	Art. Nr.:	780007	780012	780017	783012		780027	780022	780051	780102			
... einzeln verpackt (100 Stück)	Art. Nr.:		690011					690021		690101			