

# SafeSeal-Tips® Premium

## Sterile Filter-Tips mit „Sealing-Filter“ für spezielle Anwendungen

**XL extra lang in 10, 100 und 200 µl**


**Cell Saver in 200 und 1000 µl**

Cell Saver Pipettenspitzen mit Filtereinsatz und extra großer Öffnung zur Vermeidung von Schäden an Zellen und Zellmaterial sowie zum Pipettieren von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität.

**Gel Loader in 20 und 100 µl**

Kapillarpipettenspitzen mit Filtereinsatz zum Beladen von Gelen für die Elektrophorese oder zur Probenrückgewinnung.

Für die Kapazität bis 10 µl empfehlen wir die Verwendung der SafeSeal-Tips XL.



Diese Abbildungen sind **nicht** in der Originalgröße dargestellt.

Pipettenmodell	Kapazität in µl									
	10	10	100	200	200	1000		20	100	
Biozym PreCision / Biohit Proline 2,5 µl	X									
Biozym PreCision / Biohit Proline und M-Line 10 µl	X	X								
Biozym PreCision / Biohit Proline 20 µl								X		
Biozym PreCision / Biohit Proline 50 µl									X	
Biozym PreCision / Biohit Proline und M-Line 100 µl			X		X				X	
Biozym PreCision / Biohit Proline und M-Line 200 µl			X <sup>1)</sup>	X	X					
Biozym PreCision / Biohit Proline und M-Line 1000 µl						X				
Rainin Pipet-Plus R2, Pipet-Lite SL-2	X									
Rainin Pipet-Plus R10, Pipet-Lite SL-10	X									
Rainin Pipet-Plus R20, Pipet-Lite SL-20								X		
Rainin Pipet-Plus R100, Pipet-Lite SL-100			X						X	
Rainin Pipet-Plus R200, Pipet-Lite SL-200			X		X					
Rainin Pipet-Plus R1000, Pipet-Lite SL-1000						X				
Eppendorf 2,5 µl	X									
Eppendorf 10 µl (grau)		X								
Eppendorf 20 µl (gelb)								X		
Eppendorf 100 µl			X	X					X	
Eppendorf 200 µl			X <sup>1)</sup>		X					
Eppendorf 1000 µl (blau)						X				
Gilson Pipetman P-2	X									
Gilson Pipetman P-10	X									
Gilson Pipetman P-20								X		
Gilson Pipetman P-100			X						X	
Gilson Pipetman P-200			X <sup>1)</sup>		X					
Gilson Pipetman P-1000						X				
Finn Digital 2 µl	X	X								
Finn Digital Micro 10 µl	X	X								
Finn Digital 40 µl			X						X	
Finn Digital 100 µl			X	X	X				X	
Finn Digital 200 µl			X <sup>1)</sup>	X	X					
Finn Digital 1000 µl						X				
Brand Transferpette 1 µl	X									
Brand Transferpette 10 µl		X						X		
Brand Transferpette 100 µl			X	X						
Brand Transferpette 200 µl			X <sup>1)</sup>		X					
Brand Transferpette 1000 µl						X				
Socorex 10 µl (grün)		X								
Socorex 20 µl								X		
Socorex 100 µl			X							
Socorex 200 µl			X <sup>1)</sup>		X					

### SafeSeal-Tips® „Premium“

... im Rack (5 Racks à 204 Stück)	Art. Nr.:	692010	692015					692020	692155
... im Rack (4 Racks à 204 Stück)	Art. Nr.:			692159					
... im Rack (8 Racks à 100 Stück)	Art. Nr.:				692215				
... im Rack (10 Racks à 96 Stück)	Art. Nr.:					693200			
... im Rack (10 Racks à 100 Stück)	Art. Nr.:						693000		
... einzeln verpackt (100 Stück)	Art. Nr.:			690211					

<sup>1)</sup> Maximale Kapazität: 190 µl