

Racksysteme

SliBo® - Die Objektträger-Boxen

Die praktischen Objektträger-Boxen SliBo sind in zwei verschiedenen Formaten erhältlich:

- das sehr handliche SliBo-Mini mit Teleskopdeckel für je 25 Objektträger und
- das nicht weniger handliche SliBo-Maxi mit Scharnierklappdeckel und Verschluss-Clip für je 100 Objektträger

Zum Schutz Ihrer wertvollen Objektträger verfügen beide SliBo-Varianten über numerisch codierte Gummieinlagen im Boden, auf den Einsatz einer etwas härteren Korkeinlage wurde verzichtet. Beide aus Polystyrol gefertigten Boxen werden mit Index-Verzeichnis im Deckel ausgeliefert und sind stapelbar.

SliBo-Mini für 25 Objektträger, Abmessungen: L x B x H = 14,0 x 8,7 x 3,5 cm

Packung à 5 Stück

weiß	Art. Nr. 733000
rot	Art. Nr. 733001
blau	Art. Nr. 733002
grün	Art. Nr. 733003
gelb	Art. Nr. 733004
farblich gemischt	Art. Nr. 733009

SliBo-Maxi für 100 Objektträger, Abmessungen: L x B x H = 21,0 x 16,7 x 3,5 cm

Packung à 1 Stück

weiß	Art. Nr. 733010
rot	Art. Nr. 733011
blau	Art. Nr. 733012
grün	Art. Nr. 733013
gelb	Art. Nr. 733014

Packung à 5 Stück, farblich gemischt

Art. Nr. 733019



PlexiCooler für die PCR

Auf dem Arbeitsplatz oder beim Transport vom Kühl- oder Gefrierschrank müssen Reagenzien häufig für längere Zeit kühl gehalten werden. Der PlexiCooler ist ein Rack aus einem massiven Acrylglasblock, der aufgenommene Kälte speichert. Er hält dünnwandige 0,2 ml PCR-Gefäße für mindestens 30 Minuten auf einer Temperatur von $< 0^{\circ}\text{C}$, wenn er vorher 12 Stunden bei -20°C eingefroren war. Diese Werte können je nach Umgebungstemperatur des Racks schwanken!

96 Bohrungen im Mikroplattenformat (8 x 12) erlauben die wahlweise Bestückung von 0,2 ml Einzelgefäßen, 8er oder 12er Strips. Natürlich kann dieses Rack auch als normales Arbeitsrack ohne die Nutzung der Kühleigenschaften eingesetzt werden.

Für die Kühlung von 0,5 ml und 1,5 ml / 2,0 ml Gefäßen empfehlen wir die Verwendung von ZeroCooler und EasyFreezer (siehe nächste Seite).

Abmessungen: L x B x H = 14,0 x 10,0 x 3,0 cm

1 Rack, farblos

Art. Nr. 730250

