

## StoRack15 & StoRack50

Die StoRacks15 bzw. StoRacks50 werden in Packungen à 2 Racks geliefert. Das StoRack15 kann bis zu 36 Gefäße à 15 ml aufnehmen, während das StoRack50 eine Kapazität für maximal 16 Gefäße à 50 ml aufweist.

Einer der entscheidenden Vorteile des StoRacks ist eine, im Vergleich zu sonst gebräuchlichen Styropor-Racks, mehr als deutlich längere Lebenszeit sowie eine bessere Handhabung. Die aus Polypropylen gefertigten Racks verfügen über eine numerische Codierung, die eine Probenidentifizierung erheblich vereinfacht. Die mit Deckel gelieferten Aufbewahrungsbehälter sind in einem Temperaturbereich von - 80 °C bis +121 °C einsetzbar.

Abmessungen der StoRack, Varianten 15 und 50 mit Deckel (ohne Deckel):  
L x B x H = 13,7 x 13,7 x 12,7 (10,2) cm

**StoRack15**, grün, mit Deckel, für 36 x 15 ml Gefäße

Packung à 2 Stück

Art. Nr. 730140

**StoRack50**, blau, mit Deckel, für 16 x 50 ml Gefäße

Packung à 2 Stück

Art. Nr. 730145



## CombiRack®

Das CombiRack ist ein Rack- und Lagersystem für 80 x 1,5 ml oder 2,0 ml Gefäße mit optional erhältlichem, zum Rack passenden Aufbewahrungscontainer. Der transparente, dicht schließende Klappdeckel des wahlweise erhältlichen Containers schützt Ihre Proben während der Lagerung zuverlässig vor Vereisung und kann, falls störend, vollständig entfernt werden. Eine fortlaufende Nummerierung der 80 Plätze und ein seitliches Beschriftungsfeld auf dem Rack erlauben eine direkte Zuordnung Ihrer Proben.

Rack, Container und Deckel sind aus Polypropylen, autoklavierbar, und für Tiefgefrierung bis -80 °C geeignet. Das CombiRack ist als Packung à 5 Stück, farblich gemischt, lieferbar.


**CombiRack**

Packung à 5 Stück, ohne Container

Art. Nr. 730069

Packung à 5 Stück, mit Container


Art. Nr. 730079



# Racksysteme

## TwinRack®

TwinRack ist ein flexibles Rack- und Sammelsystem für die Aufnahme verschiedener Größen von Reaktionsgefäßen mit und ohne Schraubverschluss. Die Bohrungen erlauben die Bestückung mit 0,5 ml Gefäßen oder – durch einfaches Herumdrehen des Racks – mit 1,5 ml und 2,0 ml Gefäßen. Eine alphanumerische Codierung der Bohrungen und seitliche Beschriftungsfelder ermöglichen eine direkte Zuordnung Ihrer Probengefäße.



Für die Aufbewahrung von Proben im Kühlschrank bzw. in Tiefgefriereinrichtungen bis  $-80^{\circ}\text{C}$  liefern wir das Twin Rack mit einem transparenten Deckel. Rack und Deckel sind aus stabilem Polypropylen und autoklavierbar.

Das System ist als TwinRack 96 mit 2 x 96 und als TwinRack 64 mit 2 x 64 Plätzen in den Farben farblos, rot, blau, grün, gelb, violett und schwarz als Packung zu 5 Stück, auch farblich gemischt (ohne farblos und schwarz), erhältlich.

### TwinRack® 96

Abmessungen des Racks: Länge: 21,2 cm (mit Griffleiste),  
Breite: 11,4 cm, Höhe: 4,7 bis 5,0 cm (je nach Positionierung des Deckels)

Packung à 5 Stück

farblos	Art.-Nr. 730010
rot	Art. Nr. 730011
blau	Art. Nr. 730012
grün	Art. Nr. 730013
gelb	Art. Nr. 730014
violett	Art. Nr. 730015
schwarz	Art.-Nr. 730016
farblich gemischt (ohne farblos und schwarz)	Art. Nr. 730019

### TwinRack® 64

Abmessungen des Racks: Länge: 13,1 cm (mit Griffleiste),  
Breite: 12,6 cm, Höhe: 4,1 bis 5,1 cm (je nach Positionierung des Deckels)

Packung à 5 Stück

farblos	Art. Nr. 730040
rot	Art. Nr. 730041
blau	Art. Nr. 730042
grün	Art. Nr. 730043
gelb	Art. Nr. 730044
violett	Art. Nr. 730045
schwarz	Art.-Nr. 730046
farblich gemischt (ohne farblos und schwarz)	Art. Nr. 730049

## CombiTwinRack®

Alle Vorteile auf einen Blick:

- 80 Plätze x 12/10 mm oder 60 Plätze 0.2/0.5 ml Tubes
- Stapel- und verknüpfbar
- aufgeraute Seitenflächen
- Deckel optional

Abmessungen des Racks: L x B x H = 22,3 x 6,7 x 2,7 cm

### CombiTwinRack Deckel

Packung à 10 Stück, farblos Art. Nr. 730088

### CombiTwinRack

Packung à 5 Stück, farblich gemischt Art. Nr. 730089

