

## Work2Store Expanding Rack mit Deckel

für 64 x 1.5/2.0 ml Schraubverschlussgefäß  
LxBxH = 133 x 133 x 53 mm [mit Deckel]



1 Stück

Artikel-Nr.: 733100 | Biozym

43,00 € \*

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Arbeit

**Gefäßgröße:** 1.5 ml, 2.0 ml

**Stellplätze:** 64

**Verpackung:** 1 Stück

#### Das Problem herkömmlicher Racks:

Geöffnete Tubes oder Vials in einem Rack behindern das Befüllen oder Entleeren benachbarter Gefäße oder Gefäßreihen.

Zur Vermeidung möglicher Kontaminationen bleiben daher oft direkt benachbarte Stellplätze unbesetzt, das Rack ist nicht vollständig nutzbar.

#### Die Lösung: Das neue Work2Store Expanding Rack.

Das Rack mit 8x8 Stellplätzen lässt sich aus einer Standardbreite von 133 mm auf 310 mm auseinander ziehen.

Hierdurch wird jede Reihe von der benachbarten Reihe soweit entfernt, dass ein problemloses Bearbeiten jedes Tubes auch in einem komplett gefüllten Rack möglich ist.

Nach erfolgter Befüllung der Gefäße wird das Rack einfach wieder auf sein ursprüngliches Format zusammen geschoben.

Der mitgelieferte Deckel schützt die im Rack befindlichen Proben und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Rack nicht versehentlich auseinander gezogen wird.

Die Böden der 8x8 = 64 Wells sind so konzipiert, dass sie ein Einrasten (locking) von diversen Cryovials mit Sternfuss ermöglichen.

Hierdurch können diese Vials leicht einhändig geöffnet werden.

Die spezielle Bodengeometrie sorgt zudem für einen stabilen Sitz konisch geformter Tubes

#### Vorteile

- Kein Umstecken in andere Racks nötig
- Reduziert Probenbearbeitungszeiten
- Einfache Zugänglichkeit aller Gefäße
- Geringere Kontaminationsgefahr
- Ausnutzung aller Stellplätze
- Spezielle Bodengeometrie der 64 Wells sorgen für sicheren Stand konisch geformter Gefäße
- "Locking" Mechanismus für diverse Cryovials mit Sternfuss
- Der klare Deckel schützt die Proben und das Rack
- Alphanumerische Codierung
- Stapelbar
- Autoklavierbar (nur mit aufgesetztem Deckel)
- Passe problemlos in 52 mm Freezer Einschübe

Telefon: +49 (0) 51 52 / 20 70  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: support@biozym.com  
Internet: www.biozym.com

Rechtliche  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri

**Einsatzbereich:** - 80°C bis 121°C

ACHTUNG: Autoklavieren Sie das Rack nur mit aufgesetzten, mitgelieferten Deckel. Der Deckelrand **muss** immer über die Scharniere gezogen werden.

**Format offen:** 310 x 128 x 33.5 (maximal)

**Format geschlossen:** 133 x 133 x 53 (mit Deckel)