

Orbi-Shaker

with rubber mat platform (13" x 12")
with touch screen



1 Stück

Artikel-Nr.: 55BT3001-E | **Benchmark** | Herstellernummer: BT3001-E

2.138,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

Orbitalschüttler mit MagicClamp System

Technische Daten:

- **Geschwindigkeit:** Variabel, 30 bis 300 rpm
- **Schrittweite:** 1 rpm
- **Bewegung / Orbit:** Orbital / 19 mm
- **Kapazität:** 5 x 1 l oder 6,4 kg
- **Abmessungen Plattform Standard (inbegriffen):** 33 x 30 cm
- **Abmessungen Plattform MAGIC Clamp (universal):** 35 x 30 cm
- **Timer:** 1 min bis 99 h / Dauerbetrieb
- **Betriebstemperaturbereich:** +4 °C bis +65 °C
- **Abmessungen:** 28 x 41 x 7,5 cm
- **Gewicht:** 11,5 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 200 W

Beschreibung

Applikation: Gelfärben und Blotting, Mikrotiterplatte, Mixing

Bewegung: Orbital

Display: ja

Drehzahl: über 30 rpm

Magic Clamp: ja

Variable Drehzahl: ja

Verpackung: 1 Stück

- Hohe Kapazität, bis zu 9 x 500 ml, 5 x 1 l oder 2 x 2 l
- Horizontal kreisförmige 19-mm-Umlaufbahn zum Belüften und Mischen
- Digitale Drehzahlregelung bis 300 U/min
- Kolbenklemmen im Handumdrehen mit MAGIC Clamp™-Zubehör austauschen (PATENTIERT)

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

Der leistungsstarke Orbi-Shaker ist in der Lage, eine Beladungskapazität von 14 Pfund bis zu Geschwindigkeiten von bis zu 300 U / min zu mischen. Die Standardplattform (im Lieferumfang enthalten) verfügt über eine rutschfeste, gummibeschichtete Oberfläche, ideal für Gewebekulturflaschen, Petrischalen und Färbeschalen.

Die praktische MAGic Clamp™-Plattform (zum Patent angemeldet) ist auch für die Verwendung mit Erlenmeyerkolben und Reagenzglasgestellen erhältlich. Die einzigartige, magnetische Befestigungsmethode ist der einfachste Weg, um sofort zwischen Kolbenklemmen unterschiedlicher Größe zu wechseln