

## PreCision Serologische Pipette 10ml

- Volumen: 10 ml
- Volumenbereich: 1,0 - 13,0 ml
- Länge: 346 mm
- Material: Polystyren
- steril
- Frei von DNase, RNase, Endotoxinen, PCR Inhibitoren
- nicht zytotoxisch
- Graduierung: 0,1 ml bis -3 ml
- 10 mm Filter
- Farbcode: orange
- Verpackung: Einzelverpackung (Papier/Plastik) oder Beutel
- Artikelnummern: 766004E (14 Beutel à 25 Stk. in Einzelverpackungen)  
766004B (4 Beutel à 50 Stk.)

