

PreCision Serologische Pipette 5ml

- Volumen: 5 ml
- Volumenbereich: 0,5 - 7,5 ml
- Länge: 342 mm
- Material: Polystyren
- steril
- Frei von DNase, RNase, Endotoxinen, PCR Inhibitoren
- nicht zytotoxisch
- Graduierung: 0,1 ml bis -2,5 ml
- 10 mm Filter
- Farbcode: blau
- Verpackung: Einzelverpackung (Papier/Plastik) oder Beutel
- Artikelnummern: 766003E (6 Beutel à 50 Stk. in Einzelverpackungen)
 766003B (20 Beutel à 25 Stk.)

