

UV Sterilization Cabinet mit Timer, 4 UV Röhren und Weißlicht (ohne Tray)

Die Vorteile im Überblick:

- Inaktiviert Nukleinsäuren innerhalb von 5 - 30 Minuten
- Türen mit Sicherheitsschaltern ausgestattet
- Komplett mit 4 leistungsstarke, zeitgesteuerte UV-Lampen
- Effiziente Dekontamination des gesamten Arbeitsfläche
- Auch geeignet für die Arbeit mit 32P

Technische Daten:

- UV Röhren: 4 x 15 Watt
- Weißlicht: 15 Watt
- Maße (H x B x T): 770 x 560 x 420 mm
- Gewicht: 19 kg

Produktdaten:

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
616000	UV Sterilization Cabinet mit Timer, 4 UV Röhren und Weißlicht, ohne Tray
616001	UV Sterilization Cabinet mit Timer, 4 UV Röhren und Weißlicht, inkl. Tray
616008	General Purpose Tray White – 68 x 54 cm, Zubehör für Art.-Nr. 616000

