


Nichipette EX

Die Vorteile auf einen Blick:

- Voll autoklavierbar
- UV beständig
- Keramik Kolben für erhöhte chemische Beständigkeit (200 µl, 1000 µl, 5 und 10 ml)
- „Single Hand“ Volumeneinstellung inkl. Sicherheits-Lock
- „Grip Design“ mit komfortablen und rutschfesten Handschalen
- AIR-SEAL durch PTFE Verbau
= geringere Handwärmen-Übertragung
= noch höhere Pipettiergenauigkeit
- ISO8655 Zertifikat



Art. Nr.	Produktbezeichnung	Verpackung
656001	Nichipet EX 0.1 – 2 µl	1 Stück
656002	Nichipet EX 0.5 – 10 µl	1 Stück
656003	Nichipet EX 2 – 20 µl	1 Stück
656004	Nichipet EX 10 – 100 µl	1 Stück
656005	Nichipet EX 20 – 200 µl	1 Stück
656006	Nichipet EX 100 – 1000 µl	1 Stück
656007	Nichipet EX 1 – 5 ml	1 Stück
656008	Nichipet EX 1– 10 ml	1 Stück
676000	Nichiryo Karussell für 6 Pipetten	1 Stück

Art. Nr.	656001			656002			656003			656004			656005			656006			656007			656008		
Volumen	0.1 – 2 µl			0.5 – 10 µl			2 – 20 µl			10 – 100 µl			20 – 200 µl			100 – 1000 µl			1 – 5 ml			1 – 10 ml		
Incr.	0.002 µl			0.001 µl			0.02 µl			0.1 µl			0.2 µl			1.0 µl			10 µl			10 µl		
Pipett. Vol.	0.1	1	2	0.5	5	10	2	10	20	10	50	100	20	100	200	100	500	1000	1	2.5	5	1	5	10
±AC (%)	*	5.0	3.0	5.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.8	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	1.0	0.8	0.6	2.0	0.8	0.4
<CV (%)	*	2.5	1.0	3.0	1.0	0.5	3.0	1.0	0.4	1.0	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2

* Diese Werte hängen stark von der Pipettierfahrung des Anwenders ab

Biozym

SCIENCE IS OUR BUSINESS

Biozym Scientific GmbH

Postfach, D-31833 Hess. Oldendorf,
Tel.: 0 5152 / 90 20, Fax: 0 51 52 / 20 70
Mail: support@biozym.com

Biozym Biotech Trading GmbH

Wehlistr. 27 b, A-1200 Wien,
Tel.: 01/334 0156 0, Fax: 01 / 334 0156 88
Mail: wien@biozym.com