

PCR 8er-SoftStrips: Features & Vorteile

Art.Nr	710971/2	710976/7	711110/1	710980	710970	710975	71099x	711030/9
Feature	Anhängende Deckel							
Vorteile	Keine Crosskontamination Deckel bleibt bei dem zugehörigen Tube							
	X	X	X	X	X	X	X	8 strip optically clear caps
Feature	Streifen mit 8 Tubes							
Vorteile	Bequemster Weg für multiple PCRs							
	X	X	X	X	X	X	X	X
Feature	Transparenter Deckel							
Vorteile	Messung der Testergebnisse durch den Deckel Ideal für qPCR							
	X	X	X	gewölbte Deckel	X	X	gewölbte Deckel	Optional erhältlich (711050)
Feature	Weißer Tubes							
Vorteile	Weiß reflektiert Fluoreszenz Maximiert die Detektion bei höchster Sensitivität							
	nur 710972	nur 710977	nur 711111					nur 71039
Feature	Teilbar / Cuttable							
Vorteile	Streifen kann einfach in kleinere Komponenten unterteilt werden; 2x4 tubes, etc.							
				X	X	X		X
Feature	Robuste Verbindung zwischen den Wells							
Vorteile	Hohe mechanische Stabilität Geringerer Verlust durch versehentliches Verschütten							
	X	X	X				X	
Feature	Anhängender 8er CapStrip							
Vorteile	Einfaches und schnelles Verschließen von allen Tubes							
			X				X	
Feature	Anhängende SingleCaps							
Vorteile	Effiziente Nutzung vom SBS Format							
	X	X		X	X	X		
Feature	In verschiedenen Farben verfügbar							
Vorteile	Einfache Farbkodierung Test können einfach voneinander unterschieden werden							
	X	X		X				X
Feature	Low Profile							
Vorteile	Weniger Kondensation in den Tubes und dadurch weniger "totes" Volumen = Größere Effizienz Kompatibel mit den meisten gängigen Thermocyclern							
		X				X		
Feature	Einheitliche Wandstärke der Tubes							
Vorteile	Effizienter Wärmetransfer steigert die Ausbeute							
	X	X	X	X	X	X	X	X



Biozym Scientific GmbH - Steinbrinksweg 27 - 31840 Hess. Oldendorf - Tel.: +49 (0)5152 9020
Biozym Biotech Trading GmbH - Wehlistr. 27B - 1200 Wien - Tel.: +43(1)3340156-0

Internet : www.biozym.com
E-Mail: support@biozym.com