

Probenröhrchen

Biozym Probenröhrchen für vielfältige und sichere Lagerung

- Besonders klare Probenröhrchen aus „Medical grade“ Polypropylen
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNase-, PCR Inhibitor-, Pyrogen- (nur sterile Produkte) frei
- Bis > 20.000 g zentrifugierbar
- Von minus 196 °C bis plus 121 °C einsetzbar (nicht geeignet für das Einfrieren in flüssigem Stickstoff)

Packung: 500 Stück



Volumen: 0,5 ml					ohne Deckel *	ohne Deckel * amber	mit Deckel ** steril	mit anh. Deckel *** steril
Konisch	Stehrand	Längsstege	Graduierung	Schreibfeld				
●					710690		710730	
	●				710693		710742	710739
	●	●			710703	710763	710733	

Volumen: 1,5 ml					ohne Deckel *	ohne Deckel * amber	mit Deckel ** steril	mit anh. Deckel *** steril
Konisch	Stehrand	Längsstege	Graduierung	Schreibfeld				
●					710707 ¹⁾			
●		●			710701		710731	
●			●	●	710691		710743	710737
	●	●			710704	710764	710734	
	●				710694		710744	710740

Volumen: 2,0 ml					ohne Deckel *	ohne Deckel * amber	mit Deckel ** steril	mit anh. Deckel *** steril
Konisch	Stehrand	Längsstege	Graduierung	Schreibfeld				
●					710708 ¹⁾			
	●				710709 ¹⁾			
●		●			710702	710762	710732	
●			●	●	710692		710745	710738
	●	●			710706	710765	710735	
	●		●	●	710695		710746	710741

* = nur Probenröhrchen, unsteril, Deckel separat erhältlich (siehe Tabelle unten)

** = Probenröhrchen mit aufgesetztem, farblosen Deckel mit eingelegtem Dichtungsring (**Deckel A**)

*** = Probenröhrchen mit aufgesetztem, farblosen Deckel mit eingelegtem Dichtungsring und Befestigungsschlaufe (**Deckel B**)

¹⁾ = besonders klar

Außerdem erhältlich:

Art.-Nr.: 710768, Probenröhrchen 2.0 ml, incl. Schraubverschluss, freistehend, für Zellmühlen

Schraubdeckel

Die Schraubdeckel passen auf alle oben aufgeführten Probenröhrchen.

Alle Deckel sind zertifiziert DNA-, DNase- und RNase-frei



Deckel A und B:

Mit eingelegtem Dichtungsring, farblos und in diversen Farben. Mit (B) oder ohne (A) Befestigungsschlaufe erhältlich



Deckel C:

Mit im Kunststoff eingespritztem TPE-Dichtungsring. Dadurch kein Herausfallen des Dichtungsringes möglich! In diversen Kombinationen weiß/farbig erhältlich.



Deckel D:

Mit im Kunststoff eingespritztem TPE-Dichtungsring. Dadurch kein Herausfallen des Dichtungsringes möglich! **Zusätzlich mit 100% optischer Kontrolle der Dichtungsringe:** Für höchste Qualitätsansprüche, ideal z.B. in automatisierten Prozessen. In diversen Farben erhältlich.

Farbe	Deckel A	Deckel B	Deckel C	Deckel D
farblos	710710	710720	710750	710770
rot	710711	710721	710751	710771
blau	710712	710722	710752	710772
grün	710713	710723	710753	710773
gelb	710714	710724	710754	710774
orange	710715	710725	710755	710775
violett	710716	710726	710756	710776
weiß	710717			710777
farbl. gemischt	710718	710728	710758	
amber	710719	710729		

Packung: 500 Stück