

Biozym präsentiert das proPAGE Mini Vertical System

Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS



NEU



Das proPAGE mini Vertical System von Cleaver Scientific ist das ideale System für die routinemäßige Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) im Miniformat.

Features:

- Für 1 bis 4 Mini-PAGE-Gele (Precast oder selbst gegossen)
- Intuitives Einspannen der Gele in die Kammer
- Einfacher und pfiffiger Push-to-Lock-Klemmmechanismus am Gel-Casting Rahmen für die präzise Ausrichtung des Gieß-Sandwichs auf jeder ebenen Fläche
- Der Gelcaster kombiniert Druck-Sealing von oben mit extra weicher Silikonmatte für leakagefreies Gelgießen
- Glasplatten mit aufgeklebten Spacern in verschiedenen Stärken erhältlich – für einfaches reproduzierbares Gießen
- Die einzelne Gel-Gießbasis benötigt extrem wenig Platz auf der Bench – Optimierung von begrenztem Arbeitsplatz
- Kammer im Spritzgussverfahren hergestellt – robust, leicht und langlebig

Technische Daten:

Maße (LxBxH)	19 x 13 x 15 cm
Anzahl Gele	1-4
Gel Abmessungen (BxH)	8 x 7 cm
Maße der Glasplatte mit aufgeklebten Spacern (BxH)	10 x 8 cm
Maße der Kurzplatte (BxH)	10 x 7 cm
Mögliche Gelstärken	1 mm / 0,75 mm / 1,5 mm
Verfügbare Kämme	10 Zähne / 15 Zähne
Mögliche Probenanzahl	ProPAGE 2: 30 Proben, 15/Gel ProPAGE 4: 60 Proben, 15/Gel
Tank Puffervolumen	2 Gele: 700 ml 4 Gele: 1000 ml
Kompatibel mit folgenden Precast Gelen	Bio-Rad Mini Gele
Typische Laufzeit für SDS- PAGE	35 - 45 Min. (bei 200 V constant mode)

proPAGE 2 Mini Vertical System

für 2 Gele, Komplettsystem mit Gelcaster

Elektrophoresesystem bestehend aus Puffertank, Sicherheitsdeckel, Laufmodul, Kabel (rot und schwarz) und einer Dummy Platte für den Lauf von nur einem Gel.

Ebenfalls inklusive:

3 Glasplatten mit aufgeklebten Spacern, 5 kurze Glasplatten,
3 Kämme (10 Zähne), 3 Kämme (15 Zähne),
2 Gelcaster mit passenden Gel-Casting Rahmen,
3 Silikonmatten, 3 Glasplattentrenner und eine Probenladehilfe.

Art. Nr. 618201 (für 1 mm Gele)

Art. Nr. 618202 (für 0,75 mm Gele)

Art. Nr. 618203 (für 1,5 mm Gele)



proPAGE 4 Mini Vertical System

für 4 Gele, Komplettsystem mit Gelcaster

Elektrophoresesystem bestehend aus Puffertank, Sicherheitsdeckel, 2 Laufmodulen, Kabel (rot und schwarz) und einer Dummy Platte für den Lauf von nur einem Gel.

Ebenfalls inklusive:

5 Glasplatten mit aufgeklebten Spacern, 10 kurze Glasplatten,
5 Kämme (10 Zähne), 5 Kämme (15 Zähne),
4 Gelcaster mit passenden Gel-Casting Rahmen,
5 Silikonmatten, 5 Glasplattentrenner und eine Probenladehilfe.

Art.-Nr. 618204 (für 1 mm Gele)

Art.-Nr. 618205 (für 0,75 mm Gele)

Art.-Nr. 618206 (für 1,5 mm Gele)



Alle Kämme, Glasplatten und natürlich die Zubehörteile der Systeme finden Sie auch einzeln im Webshop.

Für weitergehende Informationen zu Marken, Gebrauchsmustern und sonstigen Schutzrechten nutzen Sie bitte entsprechende öffentlich zugängliche Datenbanken oder wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller oder Markeninhaber. Bei Bedarf unterstützen wir hierbei gerne.

Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

www.biozym.com

Biozym Scientific GmbH

Tel.: +49 (0) 5152 9020

Mail: support@biozym.com



Biozym
Scientific



Biozym
Scientific

Biozym Biotech Trading GmbH

Tel.: +43 (0) 1 334 0156 0

Mail: support@biozym.com



[biozym_scientific](https://www.instagram.com/biozym_scientific)



Newsletter