

Color Sprout® Plus Mini-Zentrifuge

Neu: Komplettsystem mit 2 SnapSpin-Rotoren, Adaptern und Racks



- 2 SnapSpin-Rotoren für 0,2 ml bis 2,0 ml Tubes inklusive
- Rotorwechsel innerhalb von Sekunden ohne Werkzeug
- Einfache Bedienung über Öffnen/Schließen des Deckels
- Power Button für sicheren Start und Stop
- Glattes, haltbares ABS-Gehäuse – einfach zu reinigen
- Inkl. Storage Case für Wechselrotoren und Adapter
- Inkl. Tube Rack für Tubes



Technische Daten

Max. Drehzahl	6000 rpm
Max. rel. Zentrifugalkraft	2000 x g
Netzspannung	230 V, 50/60 Hz (110 V-Version lieferbar)
SnapSpin-Rotorformate	<i>Runder Rotor</i> 6 x 1,5/2,0 ml Tubes 0,4/0,5 ml Tubes mit Adapter
	<i>Strip Rotor</i> 2 x 8 Well 0,2 ml Strips 16 x 0,2 ml Tubes
Abmessungen	130 x 150 x 100 mm (B x T x H)
Bestellnummer	552031 hellgrün
	552032 lila
	552033 blau
	552034 weiß



Biozym Scientific GmbH

Steinbrinksweg 27 • D-31840 Hess. Oldendorf • Tel.: 05152 9020 • Fax: 0 5152 2070 • Internet: www.biozym.com • E-mail: support@biozym.com

Biozym Biotech Trading GmbH

Wehlstraße 27b • A-1200 Wien • Tel.: 01 / 334 0156 0 • Fax: 01 / 334 0156 88 • Internet: www.biozym.com • E-mail: support@biozym.com