

## MycoZap 1 Treatment Kit, für eine Behandlung



**Lonza**

1 Kit

Artikel-Nr.: 883121 | Lonza | Hersteller-Nr.: LT07-818

**233,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Applikation:** Mycoplasma Eliminierung

**Verpackung:** 1 Kit

#### Produktübersicht:


Das MycoZap™ Reagenz kann detektierbare Mykoplasmenkontaminationen in nur 4 Tagen eliminieren. Die toxische Wirkung auf die infizierten Zellen ist minimal. Es eliminiert Mykoplasmen mit einer Kombination von Antibiotika und Antimetabolika. Dieser Ansatz ermöglicht eine zuverlässige Beseitigung von Mykoplasmen, die nicht allein durch den Einsatz von Antibiotika erreicht werden kann. Das MycoZap™ Reagenz kann zur Beseitigung von Mollicutes, einschließlich Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma und Entomoplasma-Spezies in Zellkulturen, verwendet werden.

#### Vorteile:

- Effiziente Beseitigung der Mollicutes durch eine Kombination von antibiotischen und antimetabolischen Wirkstoffen
- Minimale toxische Wirkungen

#### Anwendung:

- Beseitigung von Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma und Entomoplasma
- Geeignet für eine breite Palette von Zellkulturen



**Abbildung:** Effiziente Mycoplasma-Entfernung mit minimalen Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit der Zellen. Die MycoZap™ Reagent-Behandlung eliminiert Mycoplasmen in nur 4 Tagen (nachgewiesen durch MycoAlert™ Assay) mit minimalen Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit der Zellen (bestimmt durch ViaLight™ Assay). Kulturen sollten nach Eliminierung der Mycoplasmen in regelmäßigen Abständen mit dem MycoAlert™ Mycoplasma Detection Kit getestet werden, um sicherzustellen, dass keine neuen Infektionen auftreten.