

StainTray 10-K, klarer Deckel

für 10 Objektträger, Material: ABS, Deckel: PET
240 x 240 x 45 mm



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück
Artikel-Nr.: 762105 | Biozym

312,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Anfärbung
Farbe: klarer Deckel
Stellplätze: 10
Verpackung: 1 Stück

StainTray Anfärbesystem

Das StainTray System bietet ein anwenderfreundliches Hilfsmittel zur Anfärbung von Objektträgern in der Immunhistochemie. Der Tray ist nicht nur nützlich für routinemäßigen Färbungen, die eine feuchte Kammer benötigen, sondern eignet sich auch ideal für Hämatologie-, Zytologie- und Mikrobiologielabore.

Das StainTray System ermöglicht eine sichere und einhändige Bearbeitung von Objektträgern. Es beinhaltet ein aus ABS-Kunststoff gefertigtes Tablett, welches wahlweise mit einem klaren Deckel aus PET oder einem schwarzem Deckel aus ABS (für fluoreszierende Arbeiten) lieferbar ist. Das Tablett hält einer großen Vielzahl von Chemikalien stand, jedoch sollten Sie die Arbeit mit chlorierten Chemikalien vermeiden.

Es gibt drei verschieden große StainTray Tablett, für 30 Objektträger, für 20 Objektträger und für 10 Objektträger.

Die Objektträger werden auf Kunststoffschienen aufgenommen. Auf den Kunststoffschienen befinden sich Polymerstreifen, die die Objektträger perfekt halten, selbst wenn das Tablett schräg steht. Vertiefungen zwischen den Schienen ermöglichen die Arbeit mit Wasser, wenn z.B. Arbeitstechniken Feuchtigkeit verlangen. Die mittleren Vertiefungen zwischen 2 Schienen können 2 ml Wasser, die Vertiefungen zwischen den Schienen können 1 ml Wasser aufnehmen. Die leicht anzuhebenden Schienen vermeiden, dass Wasser die Objektträger berührt, zudem ermöglichen sie das leichte Entfernen der Objektträger.

Im Übrigen nimmt das Tablett auch überschüssige Färbelösung auf, die von den Objektträgern tropft. Die Tablett sind mit einem Stopfen versehen. Dadurch lassen sie sich bequem und einfach entleeren. Mehrere Tablett lassen sich zur

Platzersparnis stapeln. GummifüÙe sorgen für sicheren Halt des Produktes.

Sowohl der klare als auch der schwarze Deckel sind auch einzeln als Ersatzteil erhältlich.

Der klare Deckel aus PET kann in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C eingesetzt werden.

Der schwarze Deckel aus ABS für fluoreszierende Arbeiten ermöglicht die Arbeit in einem Temperaturbereich von -80 °C bis +80 °C.