

BlotCycler mini

automatisierter Western-Blot Prozessor
supplied with two set of tray, Mini or Midi



1 Stück
Artikel-Nr.: 540211 | Precision

7.240,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Spannung / Strom: 110 – 120V oder 220 – 240V, 4 A max

Polyurethan Trays:

- Delta: 4 x 10 cm
- Mini: 10 x 8 cm
- Midi: 15 x 10 cm
- Mega: 30 x 10 cm

Abmessungen: 17.5 x 11 x 12 cm (W x H x D)

Gewicht: 6.8 kg

Beschreibung

Produkttyp: Blotcycler Mini

Tray Size: Mini Trays

Verpackung: 1 Stück

Der kleine Bruder des BlotCycler, der BlotCycler mini

Der BlotCycler mini ist ein Benchtop Gerät zur Automation von Wasch-, Färbe- und Blocking Schritten beim Prozessieren von Western Blots. Er ist für das simultane Färben von 1 - 8 Western Blots konzipiert. Verschiedene Trays sind verfügbar, um unterschiedliche

Größen von Blots parallel zu bearbeiten (Größe Delta, Mini, Midi und Mega).

Sie beladen den BlotCycler mini mit Puffer, Antikörpern und Blocking-Lösung, legen Ihre Western Blots in die Schüttelbehälter und der zeitaufwendige Ablauf von Waschen und Inkubieren (teils über mehr als 24 Stunden) wird automatisiert durchgeführt. Das Programm können Sie selbst verändern und definieren. Effizientes Schütteln, Waschen und Inkubieren ist durch das bewährte Konzept des BlotCyclers gewährleistet.

Das portable, kleine Gerät kann im Kühlraum oder Kühlschrank betrieben werden, so wie es Ihr Protokoll verlangt. Alle Schritte werden präzise und reproduzierbar abgearbeitet. Damit ist es möglich standardisierte Western Blots herzustellen.

- Eliminiert Variationen des manuellen Prozessierens
- Ihre bestehenden Protokolle können 1:1 übernommen werden
- 100 Protokollschritte und 40 Speicherplätze für Protokolle bieten Flexibilität für die Anwender
- Automatische Waschschrte verhindern Kreuzkontaminationen
- Effizienz des Western Blot Prozesses wird verbessert - bessere Ergebnisse und reproduzierbarere Resultate

Die Zeiten den Western Blotting Prozess in kurzen Intervallen zu überwachen und begleiten sind vorbei. Beladen Sie den Western BlotCycler mini, starten Sie Ihr Programm und widmen Sie sich anderen Dingen! Erst zur Auswertung des Blots sind Sie wieder gefragt...