

Spitzen "Cell-Saver", 200 µl, farblos

DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 729055 | [Biozym](#)

53,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Spitzen passend für:

- Biohit Proline 20, 50, 100, 200 µl
- Biohit mLine 100, 200 µl
- Brand Transferpette 20, 50, 100, 200 µl
- Eppendorf 20 (gelb), 100, 200 µl
- Finn Digital 40, 100, 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50, 100 µl
- Gilson Pipetman P-20, P-100, P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100, PR200
- Rainin Pipet-Lite SL-20, SL-100, SL 200
- Socorex 100, 200 µl