

Spitzen "Cell-Saver", 200 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 729058 | Biozym

61,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Spitzen passend für:

- Biohit Proline 20, 50, 100, 200 µl
- Biohit mLine 100 und 200 µl
- Brand Transferpette 20, 50, 100 und 200 µl
- Eppendorf 20 (gelb), 100 und 200 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50 und 100 µl
- Gilson Pipetman P-20, P-100 und P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100 und PR200
- Rainin Pipet-Lite SL-20, SL-100 und SL 200
- Socorex 100 und 200 µl