

Spitzen, Kapazität 250 µl, farblos

dünnwandig
DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 729071 | Biozym

25,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 250 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück