

APC Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl (ICFC)

Mouse IgG2a, kappa
MOPC-173

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B400246 | **BioLegend** | Herstellernummer: 400246

133,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICFC

Clone: MOPC-173

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl (ICFC)

Clone: MOPC-173

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names:

Size: 100 tests

Reactivity:

Format: APC

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3041>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>