

Spitzen, Kapazität 250 µl, farblos, steril

dünnwandig

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 729078 | Biozym

49,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 250 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Spezialeigenschaften: dünnwandig

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück