

FITC Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG1, kappa
MOPC-21

BioLegend
From Revvity



200 µg

Artikel-Nr.: B400108 | **BioLegend** | Herstellernummer: 400108

85,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC

Clone: MOPC-21

Format: FITC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 200 µg

FITC Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl

Clone: MOPC-21

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names:

Size: 200 µg

Reactivity:

Format: FITC

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1406>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>