

## PE Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl (FC)

Mouse IgG1, kappa  
MOPC-21

**BioLegend**  
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B400113 | BioLegend | Herstellernummer: 400113

**49,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** MOPC-21  
**Format:** PE  
**Isotype:** kappa, Mouse IgG1  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 25 tests

PE Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl (FC)

Clone: MOPC-21  
Isotype: Mouse IgG1, kappa  
Other\_Names:  
Size: 25 tests

Reactivity:  
Format: PE  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3035>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>