

PE Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl (FC)

Mouse IgG1, kappa
MOPC-21

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B400114 | **BioLegend** | Herstellernummer: 400114

104,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: MOPC-21
Format: PE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl (FC)

Clone: MOPC-21
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names:
Size: 100 tests

Reactivity:
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3035>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>