


## 100-well ID Rack, Karton, inkl. 10x10 PP Raster

LxBxH=133x133x53 mm, wasserfest

Klappdeckel, gemischte Farben



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 730103 | Biozym

**29,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager

**Farbe:** gemischt

**Für Kryolagerung:** bis -80° C

**Gefäßgröße:** 0.5 ml

**Stellplätze:** 100

**Verpackung:** Packung à 5 Stück

Für 0.5 ml Tubes und Cryovials