

Lagerrack, mit Teleskopdeckel, farblos

50 x 0.5 ml

LxBxH = 118 x 62 x 44 mm (H mit Deckel)



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 730111 | Biozym

31,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: farblos

Gefäßgröße: 0.5 ml

Stellplätze: 50

Verpackung: Packung à 5 Stück