

Purified anti-human CD336 (NKp44)

Mouse IgG1, kappa
P44-8

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B325101 | **BioLegend** | Herstellernummer: 325101

42,75 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: Block, FC

Clone: P44-8

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-human CD336 (NKp44)

Clone: P44-8

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: NKp44, NCR2, Activating NK receptor NKp44, natural cytotoxicity triggering receptor 2. lymphocyte antigen 95 homolog

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, Block

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3846>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>