

PE anti-human CD336 (NKp44)

Mouse IgG1, kappa
P44-8

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B325107 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 325107

108,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: P44-8

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD336 (NKp44)

Clone: P44-8

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: NKp44, NCR2, Activating NK receptor NKp44, natural cytotoxicity triggering receptor 2. lymphocyte antigen 95 homolog

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3849>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>