

## Kühlschrank Box faltbar, inkl. 81er Raster, natur

LxBxH=133x130x51 mm, Material Polypropylen  
81 x 1.5/2.0 ml Gefäße, 12 mm Well-Durchmesser



Packung à 10 Stück

Artikel-Nr.: 730114 | Biozym

**83,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager

**Durchmesser des Röhrchens:** 12 mm

**Farbe:** natur

**Stellplätze:** 81

**Verpackung:** Packung à 10 Stück

#### Wiederverwendbar – Wirtschaftlich – Widerstandsfähig

Die aus Polypropylen hergestellte Box ist im Gegensatz zu Kartonboxen Nässe unempfindlich. Sie eignet sich daher hervorragend zum Einfrieren bis -80°C – und kann mehrfach wiederverwendet werden.

Die Kühlschrank Box wird inkl. des 81er Rasters gefaltet geliefert und spart im Vergleich zu normalen Boxen außerordentlich viel Stauraum am Lagerort.

- Inkl. 81 Raster
- Bis -80 °C verwendbar
- Material: Polypropylen
- Geeignet zur Lagerung von 81 Gefäßen (9x9 Raster) mit einem maximalen Durchmesser von 12 mm
- Einfach gebrauchsfertig zu machen
- Beschreibbar