

Purified anti-human CD140a (PDGFRalpha)

Mouse IgG1, kappa
16A1

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B323502 | **BioLegend** | Herstellernummer: 323502

71,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, ICC

Clone: 16A1

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD140a (PDGFRalpha)

Clone: 16A1

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide, PDGFR2, PDGFRalpha, PDGFRa, PDGF receptor alpha

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ICC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3725>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>