

81er-Lagerrack, farblos, mit Teleskopdeckel

für 81 x 1.5/2.0 ml Gefäße

LxBxH = 130 x 130 x 45 mm (H mit Deckel)



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 730150 | Biozym

37,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: farblos

Für Kryolagerung: bis -80° C

Gefäßgröße: 1.5 ml, 2.0 ml

Stellplätze: 81

Verpackung: Packung à 5 Stück