

## PE anti-human CD318 (CDCP1)

Mouse IgG2b, kappa  
CUB1

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B324006 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 324006

**234,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** CUB1

**Format:** PE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG2b

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 Tests

PE anti-human CD318 (CDCP1)

Clone: CUB1

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other\_Names: CDCP1, CUB domain containing protein 1, SIMA135

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3733>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>