

FITC anti-human CD324 (E-Cadherin)

Mouse IgG1, kappa
67A4

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B324103 | **BioLegend** | Herstellernummer: 324103

63,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 67A4

Format: FITC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

FITC anti-human CD324 (E-Cadherin)

Clone: 67A4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: E-Cadherin, cadherin-1, and UVO

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: FITC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3750>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>