

Purified anti-human TSLPR (TSLP-R)

Mouse IgG1, kappa
1B4

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B322802 | **BioLegend** | Herstellernummer: 322802

175,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, WB

Clone: 1B4

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human TSLPR (TSLP-R)

Clone: 1B4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Thymic stromal lymphopoietin protein receptor, cytokine receptor-like 2, CRL2, CRLF2, IL-XR, TSLP-R

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3690>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>