

PE anti-human TSLPR (TSLP-R)

Mouse IgG1, kappa
1B4

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B322805 | **BioLegend** | Herstellernummer: 322805

113,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: 1B4

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human TSLPR (TSLP-R)

Clone: 1B4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Thymic stromal lymphopoietin protein receptor, cytokine receptor-like 2, CRL2, CRLF2, IL-XR, TSLP-R

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3692>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>