

50er-Lagerrack, m. Scharnierdeckel, farblos

für 50 x 1.5/2.0 ml Gefäße

LxBxH = 85 x 140 x 55 mm (H mit Deckel)



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 730160 | Biozym

35,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: farblos

Gefäßgröße: 1.5 ml, 2.0 ml

Stellplätze: 50

Verpackung: Packung à 5 Stück