

Biotin anti-human CD47

Mouse IgG1, kappa
CC2C6

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B323104 | **BioLegend** | Herstellernummer: 323104

126,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: CC2C6

Format: BIOTIN

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Biotin anti-human CD47

Clone: CC2C6

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Rh-associated protein, gp42, integrin-associated protein, IAP, neurophilin

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: BIOTIN

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3706>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>