

PE anti-human CD117 (c-kit)

Mouse IgG1, kappa
A3C6E2

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B323407 | **BioLegend** | Herstellernummer: 323407

73,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: A3C6E2

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD117 (c-kit)

Clone: A3C6E2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Stem cell factor receptor, c-kit, mast cell growth factor receptor, steel factor receptor

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3718>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>