

PE anti-human CD181 (CXCR1)

Mouse IgG2b, kappa
8F1/CXCR1

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B320608 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 320608

215,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: 8F1/CXCR1
Format: PE
Isotype: kappa, Mouse IgG2b
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD181 (CXCR1)

Clone: 8F1/CXCR1
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names: CD181, CXCR1, CDw128, CD128a, IL-8RA, Type I IL-8 receptor
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3002>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>